

Mechanischer In-/Exsufflator

# RespiClear<sup>®</sup>



Touch-Screen

- Rampe
- Vibrationen
- 5 Voreinstellungen
- besonders geräuscharm
- Möglichkeit der Flow-Limitierung
- schnelle Umschaltzeiten < 0,1 sec.

# RespiClear®

## Technische Daten

Produktklasse nach  
EG-Richtlinie 93/42/EWG

Ila

### Elektrische Sicherheit

Schutzklasse: II (Schutzisoliert)  
Schutzgrad: B  
Schutzart: IP21  
Einhaltung der Norm: DIN EN 60601-1:2007

### Elektrischer Anschluss

Wechselspannung: 100 - 240 V AC automatisch,  
50 - 60 Hz, Toleranz -15 % bis +10 %  
Gleichspannung: 24 V DC / 5 A,  
Toleranz jeweils -15 % bis +25 %

### Leistung

Maximale Leistung: 215 VA / 135 W

### Betrieb

Dauerbetrieb

### Arbeitsbereich

Manuell, AUTO:  
+70 hPa bis -70 hPa

### Umgebungsbedingungen

Betrieb  
Temperatur: +5 °C bis +40 °C  
Luftfeuchtigkeit: 15 % RH bis 95 % RH  
Luftdruck: 700 hPa bis 1200 hPa

### Lagerung und Transport

Temperatur: -20 °C bis +70 °C  
Luftfeuchtigkeit: 15 % RH bis 95 % RH  
Luftdruck: 500 hPa bis 1200 hPa

### Abmessungen (BxHxT)

35 x 31 x 15 cm

### Gewicht

4,5 kg

### Luftfilterung

Filterstandzeit: 12 Monate

## Artikelliste

20100020	RespiClear inkl. Tasche, Fernbedienung, Beatmungsschlauchsystem (150 cm, 22 mm) mit geräteseitigem Filter, Netzkabel	40400040	Netzkabel
201000	Beatmungsschlauchsystem (150 cm, 22 mm) mit geräteseitigem Filter	40400142	Akku
32000009	Transporttasche	40400152	Ladegerät für Akku 40400142
32100001	Fernbedienung	40400162	Akkupack (Akku und Ladegerät)
32100002	Fußschalter	40000210	Gebrauchsanleitung
32100003	Filter		

RoHS-2 (2011/65 EU)  
Richtlinie

CE 0482

**FLO**  
MEDIZINTECHNIK

FLO Medizintechnik GmbH

Westhofener Str. 25 | 49326 Melle

Telefon + 49 (0) 5226 - 98 30 47 | Fax + 49 (0) 5226 - 98 78 75  
E-Mail [info@flo-medizintechnik.de](mailto:info@flo-medizintechnik.de) | [www.flo-medizintechnik.de](http://www.flo-medizintechnik.de)

Ihr Fachhändler

**HOME**CARE - Medical

Südstrasse 3 3110 Münsingen  
Tel. 031 722 40 40 Fax 031 722 40 49  
office@hcmcd.ch www.hcmcd.ch

**RESPITEC**®

Ist Ihr Vertriebspartner für

• invasive und nicht-invasive Heimbeatmung • Sekretmobilisation

Lochhamer Schlag 5 | 82166 Gräfelfing  
Telefon + 49 (0) 89 / 898 786 58 | Fax + 49 (0) 3212 / 898 786 8  
E-Mail [info@respitac.de](mailto:info@respitac.de) | [www.respitac.de](http://www.respitac.de)