

Rollator Nitro Carbon Grösse M

Art. Nr.: 724500000

HomeCARE - Medical



- Rahmen aus Carbon
- Extragrosse 25-cm-Lenkräder für optimalen Lenk- und Fahrkomfort
- Serienmässig passive Beleuchtung
- Gepolsterter Rückengurt mit praktischer Längenverstellung serienmässig
- Hochwertiger Sitz in Lederoptik
- Tasche in Lederoptik, gesteppt
- Stockhalter serienmässig im Lieferumfang Einzigartiges Design
- Max. Zuladung Tasche 5 kg
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Einhand-Faltmechanismus sorgt für sicheres und komfortables Falten
- Mehr Stabilität und Sicherheit durch doppelte Querverstrebungen
- Stockhalter im Lieferumfang enthalten
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Antikipphilfe links und rechts serienmässig

Technische Daten

Artikelnummer	724500000
Farbe	schwarz
Gesamtbreite	59 cm
Gesamtlänge	70.5 cm
Griffhöhe	84.5 - 97 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe	22 cm
Sitzhöhe	53 cm

Breite zwischen Handgriffen	44 cm
Raddurchmesser/breite vorne	245/33 mm
Raddurchmesser/breite hinten	200/34 mm
Faltmass Breite	24 cm
Gesamtgewicht	5,8 kg
Max. Belastung	150 kg

DER EXTREM LEICHTE ROLLATOR FÜR MOBILITÄT OHNE GRENZEN

Der Rollator Nitro ist ein klassischer, hochwertig verarbeiteter Rollator. Durch seinen Carbon-Rahmen ist er besonders leicht und dennoch robust. Er ist im Innen- sowie im Aussenbereich zuverlässig einsetzbar und sein Ledersitz bietet besonderen Sitzkomfort, wenn Sie sich eine kleine Verschnaufpause gönnen möchten. Durch die passive Beleuchtung hinten, vorne und seitlich sind Sie zudem immer sicher unterwegs. Mit den extragrossen Rädern lässt sich der Rollator bequem auf jedem Untergrund lenken.